

# Steribata®

## BATAS CIRÚRGICAS

Dupla proteção com o máximo de conforto



In the right place,  
when life is at risk

Made  
in  
Europe

### FAPOMED

Sede  
Av. Dr. Ribeiro Magalhães, 791  
4610-108 Felgueiras  
Portugal

T. +351 255 310 680  
F. +351 255 310 689  
welcome@fapomed.pt

Unidades de Produção | GPS  
Felgueiras, PT 41° 21.633 N 8° 11.608 W  
Baião, PT 41° 9.517 N 8° 2.883 W  
Gosha, UA 50° 36.664 N 26° 40.767 W

**Accuro®**  
**Sterikit®**  
**Steribata®**




# Steribata®




Pequena Cirurgia



Standard



Reforçada



Urologia

## BATAS CIRÚRGICAS

Concebidas e produzidas em conformidade com a Directiva 93/42/CEE, a gama de batas cirúrgicas STERIBATA® adapta-se à utilização nos diferentes tipos de procedimentos cirúrgicos, constituindo uma barreira eficaz na prevenção e/ou controlo da transmissão de agentes infecciosos.

Com níveis de performance diferenciados, de acordo com a EN 13795, as batas cirúrgicas STERIBATA® respondem a todos os níveis de exigência com o máximo de conforto e segurança para o paciente e equipa médica.

MATERIAL SUAVE,  
CONFORTÁVEL  
E REPELENTE  
A LÍQUIDOS



Batas que permitem uma maior liberdade de movimento sem comprometer a segurança e a qualidade.

TÉCNICA PATENTEADA  
DE UNIÃO POR ULTRASSONS  
QUE PROPORCIONA UM  
AUMENTO DA RESISTÊNCIA  
E IMPERMEABILIDADE.

### Batas Pequena Cirurgia

Material	SMS 35 grs/m2, verde					
Código	Tamanho	Comprimento da Frente	Circunferência da bata	Ponto mais alto	Manga sem punho	Peito
GOW.100.00	Standard	106	143	112	74	64

### Batas Standard

Material	SMS 35 grs/m2, azul / SMS 35 grs/m2, verde / SPUNLACE 68 grs/m2, azul					
Código	Tamanho	Comprimento da Frente	Circunferência da bata	Ponto mais alto	Manga sem punho	Peito
GOW.1020 / 7020 / 2020	M	111 / 111 / 111	146 / 146 / 146	120 / 120 / 120	72 / 72 / 72	66 / 66 / 66
GOW.1030 / 7030 / 2030	L	121 / 121 / 121	156 / 156 / 156	130 / 130 / 130	77 / 77 / 76	70 / 70 / 70
GOW.1040 / 7040 / 2040	XL	125 / 125 / 125	157 / 160 / 157	135 / 135 / 135	80 / 80 / 82	73 / 73 / 76
GOW.1050 / 7050 / 2050	XXL	141 / 141 / 141	172 / 172 / 172	152 / 152 / 152	85 / 85 / 85	82 / 82 / 82

### Batas Reforçadas

Material	SMS 35 grs/m2, azul / SMS 35 grs/m2, verde / SPUNLACE 68 grs/m2, azul					
Código	Tamanho	Comprimento da Frente	Circunferência da bata	Ponto mais alto	Manga sem punho	Peito
GOW.1120 / 7120 / 2120	M	111 / 111 / 111	146 / 146 / 146	120 / 120 / 120	72 / 72 / 72	66 / 66 / 66
GOW.1130 / 7130 / 2130	L	121 / 121 / 121	156 / 156 / 156	130 / 130 / 130	77 / 77 / 76	70 / 70 / 70
GOW.1140 / 7140 / 2140	XL	125 / 125 / 125	157 / 160 / 157	135 / 135 / 135	80 / 80 / 82	73 / 73 / 76
GOW.1150 / 7150 / 2150	XXL	141 / 141 / 141	172 / 172 / 172	152 / 152 / 152	85 / 85 / 85	82 / 82 / 82

### Batas Urologia

Material	SMS 35 grs/m2, azul					
Código	Tamanho	Comprimento da Frente	Circunferência da bata	Ponto mais alto	Manga sem punho	Peito
GOW.3230	L	132	148	142	76	75
GOW.3240	XL	144	146	154	91	73

Embrulhadas em papel crepe 45g, de alta resistência, com duas toalhas

Embalagem individual multivac

Etiquetas rastreáveis na embalagem individual

Esterilização por EO

Produto em conformidade com os requisitos da Directiva 93/42/CEE e sua revisão 2007/47/CEE e em conformidade com as seguintes normas aplicáveis:

EN ISO 9001; EN ISO 13485;  
EN ISO 14971; EN 13795;  
ISO 11607; EN 868-5;  
EN ISO11737; EN ISO 11135;  
EN 1041; EN 980

In the right place,  
when life is at risk