

Steribata®

CASAQUES CHIRURGICALES

Double protection pour un maximum de confort



In the right place,
when life is at risk

Made
in
Europe

FAPOMED

Siège social
Av. Dr. Ribeiro Magalhães, 791
4610-108 Felgueiras
Portugal

T. +351 255 310 680
F. +351 255 310 689
welcome@fapomed.pt

Sites de production | GPS
Felgueiras, PT 41° 21.633 N 8° 11.608 W
Baião, PT 41° 9.517 N 8° 2.883 W
Gosha, UA 50° 36.664 N 26° 40.767 W

Accuro®
Sterikit®
Steribata®




Steribata®




Petite Chirurgie



Standard



Renforcée



Urologie

CASAQUES CHIRURGICALES

Conçues et fabriquées en conformité avec la Directive 93/43/CEE, la gamme de casques chirurgicales STERIBATA® s'adapte à l'usage dans les différents types de procédures opératoires, en constituant une barrière efficace pour la prévention et / ou contrôle de la transmission d'agents infectieux.

Avec des niveaux de performance différenciés, selon la EN 13795, les casques chirurgicales STERIBATA® répondent à tous les niveaux d'exigence, avec le maximum de confort et sécurité pour le patient, ainsi que pour l'équipe médicale.

**MATÉRIEL DOUX,
CONFORTABLE
ET REPOUSSANTS
AUX LIQUIDES**



Casaques qui permettent une plus grande liberté de mouvements sans compromettre la sécurité et la qualité.

**TECHNIQUE BREVETÉE
D'UNION PAR ULTRASON QUI
PERMET UNE AUGMENTATION
DE LA RÉSISTANCE ET DE
L'IMPERMÉABILITÉ.**

Casaques de Petite Chirurgie

Matériel	SMS 35 grs/m2, vert					
Code	Taille	Longueur de l'avant	Circonférence de la casaque	Point le plus haut	Manche sans poignet	Poitrine
GOW.100.00	Standard	106	143	112	74	64

Casaques Standard

Matériel	SMS 35 grs/m2, bleu / SMS 35 grs/m2, vert / SPUNLACE 68 grs/m2, bleu					
Code	Taille	Longueur de l'avant	Circonférence de la casaque	Point le plus haut	Manche sans poignet	Poitrine
GOW.1020 / 7020 / 2020	M	111 / 111 / 111	146 / 146 / 146	120 / 120 / 120	72 / 72 / 72	66 / 66 / 66
GOW.1030 / 7030 / 2030	L	121 / 121 / 121	156 / 156 / 156	130 / 130 / 130	77 / 77 / 76	70 / 70 / 70
GOW.1040 / 7040 / 2040	XL	125 / 125 / 125	157 / 160 / 157	135 / 135 / 135	80 / 80 / 82	73 / 73 / 76
GOW.1050 / 7050 / 2050	XXL	141 / 141 / 141	172 / 172 / 172	152 / 152 / 152	85 / 85 / 85	82 / 82 / 82

Casaques Renforcées

Matériel	SMS 35 grs/m2, bleu / SMS 35 grs/m2, vert / SPUNLACE 68 grs/m2, bleu					
Code	Taille	Longueur de l'avant	Circonférence de la casaque	Point le plus haut	Manche sans poignet	Poitrine
GOW.1120 / 7120 / 2120	M	111 / 111 / 111	146 / 146 / 146	120 / 120 / 120	72 / 72 / 72	66 / 66 / 66
GOW.1130 / 7130 / 2130	L	121 / 121 / 121	156 / 156 / 156	130 / 130 / 130	77 / 77 / 76	70 / 70 / 70
GOW.1140 / 7140 / 2140	XL	125 / 125 / 125	157 / 160 / 157	135 / 135 / 135	80 / 80 / 82	73 / 73 / 76
GOW.1150 / 7150 / 2150	XXL	141 / 141 / 141	172 / 172 / 172	152 / 152 / 152	85 / 85 / 85	82 / 82 / 82

Casaques D' Urologie

Matériel	SMS 35 grs/m2, bleu					
Code	Taille	Longueur de l'avant	Circonférence de la casaque	Point le plus haut	Manche sans poignet	Poitrine
GOW.3230	L	132	148	142	76	75
GOW.3240	XL	144	146	154	91	73

Enveloppées dans du papier crêpe de 45 g, de haute résistance, avec deux serviettes

Emballage individuel multivac

Étiquettes de traçabilité dans l'emballage individuel

Stérilisation par OE

Produit conforme aux exigences de la Directive 93/42/CEE et sa révision 2007/47/CEE et en conformité avec les Normes suivantes:

EN ISO 9001; EN ISO 13485; EN ISO 14971; EN 13795; ISO 11607; EN 868-5; EN ISO11737; EN ISO 11135; EN 1041; EN 980

In the right place,
when life is at risk