

Steribata®

MŰTÉTI KÖPENYEK

Dupla védelem maximális kényelemmel



In the right place,
when life is at risk

Made
in
Europe

FAPOMED

Kapcsolatok
Av. Dr. Ribeiro Magalhães, 791
4610-108 Felgueiras
Portugal

T. +351 255 310 680
F. +351 255 310 689
welcome@fapomed.pt

Termelő Egységek | GPS
Felgueiras, PT 41° 21.633 N 8° 11.608 W
Baião, PT 41° 9.517 N 8° 2.883 W
Gosha, UA 50° 36.664 N 26° 40.767 W

Accuro®
Sterikit®
Steribata®




Steribata®




Hátul kötős



Normál



Megerősített



Urológiai

MŰTÉTI KÖPENYEK

A 93/42/CEE irányelv szerint tervezve és gyártva. A műtéti köpenyek termékmárkája a STERIBATA®, megfelel a különböző típusú sebészi beavatkozások különböző igényeinek, így biztosít hatékony védelmet a megelőzésben és / vagy a fertőző ágensek átívelével szemben.

Az EN 13795 osztályba tartozó változó szintű szabványoknak megfelelően a STERIBATA® műtéti köpenyek minden szintű követelménynek megfelelnek, maximális kényelmet és védelemet nyújt a betegeknek és az orvosi személyzetnek

KÖNNYŰ,
KÉNYELMES
ÉS FOLYADÉK
VISSZATASZÍTÓ
ANYAG



A köpenyek nagyobb mozgási szabadságot engednek anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötni a védelemben és a minőségben.

AZ ULTRAHANG EGYESÍTÉS
SZABADALMAZTATOTT
TEKNIKÁJA FOKOZOTT
ERŐT ÉS
IMPERMEABILITÁST AD

Hátul kötős

Referencia kód	Méret	Hossz	Körméret	Legmagasabb pont	Csukló méret mandzsetta nélkül	Mell szélesség
GOW.100.00	Normál	106	143	112	74	64

Normál

Referencia kód	Méret	Hossz	Körméret	Legmagasabb pont	Csukló méret mandzsetta nélkül	Mell szélesség
GOW.1020 / 7020 / 2020	M	111 / 111 / 111	146 / 146 / 146	120 / 120 / 120	72 / 72 / 72	66 / 66 / 66
GOW.1030 / 7030 / 2030	L	121 / 121 / 121	156 / 156 / 156	130 / 130 / 130	77 / 77 / 76	70 / 70 / 70
GOW.1040 / 7040 / 2040	XL	125 / 125 / 125	157 / 160 / 157	135 / 135 / 135	80 / 80 / 82	73 / 73 / 76
GOW.1050 / 7050 / 2050	XXL	141 / 141 / 141	172 / 172 / 172	152 / 152 / 152	85 / 85 / 85	82 / 82 / 82

Megerősített

Referencia kód	Méret	Hossz	Körméret de la casaque	Legmagasabb pont	Csukló méret mandzsetta nélkül	Mell szélesség
GOW.1120 / 7120 / 2120	M	111 / 111 / 111	146 / 146 / 146	120 / 120 / 120	72 / 72 / 72	66 / 66 / 66
GOW.1130 / 7130 / 2130	L	121 / 121 / 121	156 / 156 / 156	130 / 130 / 130	77 / 77 / 76	70 / 70 / 70
GOW.1140 / 7140 / 2140	XL	125 / 125 / 125	157 / 160 / 157	135 / 135 / 135	80 / 80 / 82	73 / 73 / 76
GOW.1150 / 7150 / 2150	XXL	141 / 141 / 141	172 / 172 / 172	152 / 152 / 152	85 / 85 / 85	82 / 82 / 82

Urológiai

Referencia kód	Méret	Hossz	Körméret de la casaque	Legmagasabb pont	Csukló méret mandzsetta nélkül	Mell szélesség
GOW.3230	L	132	148	142	76	75
GOW.3240	XL	144	146	154	91	73

Krepp papírban csomagolva, 45 g/m², magas szakítószilárdság, két tőrőlvel

Egyéni Multivac csomagolás

Nyomon követhető címkék az egyéni csomagoláson

Etilén Oxiddal sterilizálva

A termék megfelel a 93/42 CEE szabvány és felülvizsgálata, valamint a 2007/47 CEE szabvány által kért követelményeknek és a következő normáknak:

EN ISO 9001; EN ISO 13485; EN ISO 14971; EN 13795; ISO 11607; EN 868-5; EN ISO 11737; EN ISO 11135; EN 1041; EN 980

In the right place,
when life is at risk