

Steribata®

Хірургічні халати

Подвійний захист з максимальним комфортом



In the right place,
when life is at risk

Made
in
Europe

FAPOMED

Контакти
ПТ - Ав. Др. Рібейру Магальяш, 791
4610-108 Фелгейраш
Португалія

УА - ТОВ "Фапомед Україна",
вул. Островського 46 - смт. Гоща
35400 Рівненська область
Україна

Т: ПТ +351 255 310 680 | УА +380365 022993
Ф: ПТ +351 255 310 689 | УА +380365 022993
welcome@fapomed.pt

Адреса виробничих потужностей | GPS
Фелгейраш, ПТ 41° 21.633 N 8° 11.608 W
Байяо, ПТ 41° 9.517 N 8° 2.883 W
Гоща, УА 50° 36.664 N 26° 40.767 W


Accuro®
Sterikit®
Steribata®




Steribata®




Для невеликих операцій



Стандартний



Підсилений



Урологічний

ХІРУРГІЧНІ ХАЛАТИ

Розроблені та виготовлені у відповідності до Директиви 93/42/ЕЕС, хірургічні халати STERIBATA® різного типу підходять для використання під час різноманітних хірургічних процедур, забезпечуючи ефективний бар'єр для перешкоджання та/або контролю над розповсюдженням збудників інфекцій.

Маючи різні рівні захисту, відповідно до EN 13795, хірургічні халати STERIBATA® відповідають усім рівням вимог з максимальним комфортом та безпекою для пацієнта та команди медпрацівників.

М'який,
зручний та
непроникний
для рідин
матеріал



Халати, які
забезпечують
більшу свободу руху
без негативного
впливу на
безпеку і якість

Халати для невеликих операцій

Матеріал	CMC, 35 г/м2, зелений					
Код	Розмір	Довжина переду	Окружність (пола) халата	Найвища точка	Рукав без манжета	Обхват грудей
GOW.100.00	Standard	106	143	112	74	64

Стандартні халати

Матеріал	CMC 35 г/м2, синій/ CMC 35 г/м2, зелений/ спанлейс 68 г/м2, синій					
Код	Розмір	Довжина переду	Окружність (пола) халата	Найвища точка	Рукав без манжета	Обхват грудей
GOW.1020 / 1020V / 2020	M	111 / 111 / 111	146 / 146 / 146	120 / 120 / 120	72 / 72 / 72	66 / 66 / 66
GOW.1030 / 1030V / 2030	L	121 / 121 / 121	156 / 156 / 156	130 / 130 / 130	77 / 77 / 76	70 / 70 / 70
GOW.1040 / 1040V / 2040	XL	125 / 125 / 125	157 / 160 / 157	135 / 135 / 135	80 / 80 / 82	73 / 73 / 76
GOW.1050 / 1050V / 2050	XXL	141 / 141 / 141	172 / 172 / 172	152 / 152 / 152	85 / 85 / 85	82 / 82 / 82

Підсилені халати

Матеріал	CMC 35 г/м2, синій/ CMC 35 г/м2, зелений/ спанлейс 68 г/м2, синій					
Код	Розмір	Довжина переду	Окружність (пола) халата	Найвища точка	Рукав без манжета	Обхват грудей
GOW.1120 / 1120V / 2120	M	111 / 111 / 111	146 / 146 / 146	120 / 120 / 120	72 / 72 / 72	66 / 66 / 66
GOW.1130 / 1130V / 2130	L	121 / 121 / 121	156 / 156 / 156	130 / 130 / 130	77 / 77 / 76	70 / 70 / 70
GOW.1140 / 1140V / 2140	XL	125 / 125 / 125	157 / 160 / 157	135 / 135 / 135	80 / 80 / 82	73 / 73 / 76
GOW.1150 / 1150V / 2150	XXL	141 / 141 / 141	172 / 172 / 172	152 / 152 / 152	85 / 85 / 85	82 / 82 / 82

Урологічні халати

Матеріал	CMC, 35 г/м2, синій					
Код	Розмір	Довжина переду	Окружність (пола) халата	Найвища точка	Рукав без манжета	Обхват грудей
GOW.3230	L	132	148	142	76	75
GOW.3240	XL	144	146	154	91	73

Запатентована
технологія
ультразвукового
з'єднання,
яка забезпечує
підвищену
міцність та
непроникність

Загорнуті в крепований
папір, 45 г, високої міцності,
з двома рушниками

Індивідуальна упаковка
Мультивак

Етикетки з інформацією
для відслідковуваності на
індивідуальному пакуванні

Стерилізація EO

Продукція відповідає
вимогам Директиви
93/42/ЕЕС та її поправки
2007/47/CEE, а також
наступним стандартам:

EN ISO 9001; EN ISO
13485; EN ISO 14971;
EN 13795; ISO 11607;
EN 868-5; EN ISO11737;
EN ISO 11135;
EN 1041; EN 980

In the right place,
when life is at risk