

Steribata®

FARTUCHY CHIRURGICZNE

Podwójna ochrona, maksymalny komfort



In the right place,
when life is at risk

Made
in
Europe

FAPOMED

Kontakt
ul. Dr. Ribeiro Magalhães 791
4610-108 Felgueiras
Portugalia

T. +351 255 310 680
F. +351 255 310 689
welcome@fapomed.pt

Zakłady produkcyjne
Felgueiras, PT 41° 21.633 N 8° 11.608 W
Baão, PT 41° 9.517 N 8° 2.883 W
Hoszczka, UA 50° 36.664 N 26° 40.767 W


Accuro®
Sterikit®
Steribata®




Steribata®




Małe zabiegi



Standardowe



Wzmocnione



Urologiczne

FARTUCHY CHIRURGICZNE

Zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z dyrektywą 93/42 / EWG. Fartuchy chirurgiczne Steribata® stanowią skuteczną barierę zapobiegającą przenoszeniu czynników zakaźnych i są przystosowane do różnych typów procedur chirurgicznych.

Zgodnie z normą EN 13795 fartuchy Steribata® spełniają wszystkie wymagania, zapewniając maksymalny komfort i bezpieczeństwo zarówno pacjenta jak i zespołu medycznego.

MIĘKKI, WYGODNY I
ODPORNY NA
WCHŁANIANIE
PŁYNU MATERIAL



Fartuchy, które umożliwiają swobodę ruchów oraz zapewniają jakość i bezpieczeństwo.

OPATENTOWANA TECHNIKA
ZGRZEWANIA ULTRADŹWIĘKAMI
ZAPEWNIĄ ZWIĘKSZONĄ
WYTRZYMAŁOŚĆ I
NIEPRZEMAKALNOŚĆ

Fartuchy chirurgiczne do małych zabiegów

Material	SMS 35 grs/m2, zielony					
Numer referencyjny	Rozmiar	Przednia długość	Obwód fartucha	Najdłuższy punkt	Rękaw bez mankietów	Klatka piersiowa
GOW.100.00	Standard	106	143	112	74	64

Standardowe fartuchy chirurgiczne

Material	SMS 35 grs/m2, niebieski / SMS 35 grs/m2, zielony / SPUNLACE 68 grs/m2, niebieski					
Numer referencyjny	Rozmiar	Przednia długość	Obwód fartucha	Najdłuższy punkt	Rękaw bez mankietów	Klatka piersiowa
GOW.1020 / 7020 / 2020	M	111 / 111 / 111	146 / 146 / 146	120 / 120 / 120	72 / 72 / 72	66 / 66 / 66
GOW.1030 / 7030 / 2030	L	121 / 121 / 121	156 / 156 / 156	130 / 130 / 130	77 / 77 / 76	70 / 70 / 70
GOW.1040 / 7040 / 2040	XL	125 / 125 / 125	157 / 160 / 157	135 / 135 / 135	80 / 80 / 82	73 / 73 / 76
GOW.1050 / 7050 / 2050	XXL	141 / 141 / 141	172 / 172 / 172	152 / 152 / 152	85 / 85 / 85	82 / 82 / 82

Wzmocnione fartuchy chirurgiczne

Material	SMS 35 grs/m2, niebieski / SMS 35 grs/m2, zielony / SPUNLACE 68 grs/m2, niebieski					
Numer referencyjny	Rozmiar	Przednia długość	Obwód fartucha	Najdłuższy punkt	Rękaw bez mankietów	Klatka piersiowa
GOW.1120 / 7120 / 2120	M	111 / 111 / 111	146 / 146 / 146	120 / 120 / 120	72 / 72 / 72	66 / 66 / 66
GOW.1130 / 7130 / 2130	L	121 / 121 / 121	156 / 156 / 156	130 / 130 / 130	77 / 77 / 76	70 / 70 / 70
GOW.1140 / 7140 / 2140	XL	125 / 125 / 125	157 / 160 / 157	135 / 135 / 135	80 / 80 / 82	73 / 73 / 76
GOW.1150 / 7150 / 2150	XXL	141 / 141 / 141	172 / 172 / 172	152 / 152 / 152	85 / 85 / 85	82 / 82 / 82

Fartuchy urologiczne

Material	SMS 35 grs/m2, niebieski					
Numer referencyjny	Rozmiar	Przednia długość	Obwód fartucha	Najdłuższy punkt	Rękaw bez mankietów	Klatka piersiowa
GOW.3230	L	132	148	142	76	75
GOW.3240	XL	144	146	154	91	73

Zapakowane w papier krepowany 45 g, o wysokiej wytrzymałości, z dwoma rękawkami

Opakowania typu multivac

Identyfikowalne etykiety w opakowaniach

Sterylizowane tlenkiem etylenu

Produkt spełnia wymogi dyrektywy 93/42 EWG i 2007/47/WE oraz następujących norm:

EN ISO 9001; EN ISO 13485; EN ISO 14971; EN 13795; ISO 11607; EN 868-5; EN ISO 11737; EN ISO 11135; EN 1041; EN 980

In the right place,
when life is at risk